

FUGTIGHEDSBEVARENDE FORBEHANDLINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTTRANSPORT

Non-enzymatisk og ikke aerosol dannende.

Hjælper med at forebygge indtørring af bio-film på kirurgiske instrumenter og skoper.

Prepclean Forever Wet er pH-neutral, ikke aerosoldannende og fugtbevarende. Den bevarer fugten på urene instrumenter og forhindrer derved indtørring af bio-film på kirurgiske instrumenter og skoper. Dette produkt lægger sig omkring instrumenterne, så de holder sig fugtige. Det gør produktet ideelt til at holde urene instrumenter fugtige under transport eller ved henstand i længere tid.

Ved at påføre Prepclean Forever Wet vil instrumenterne forblive fugtige i op til 48 timer uden indpakning og op til 72 timer indpakkede.

Produktet er velegnet til anvendelse på operationsstuer, endoskopiafsnit, ambulatorier, tandlæger og andre afdelinger hvor kirurgiske instrumenter skal transporteres over længere afstande før genbehandling.

Varenummer: 345PFW32.

Karton med 6 spray-flasker á 946ml



FUGTIGHEDSBEVARENDE FORBEHANDLINGSMIDDEL TIL INSTRUMENTTRANSPORT

Fordele ved Prepclean Forever Wet:

- » Holder urene instrumenter fugtige og hjælper med at forebygge indtørring af bio-film
- » Velegnet til instrumenter der skal stå natten eller weekenden over.
- » I modsætning til andre tilsvarende produkter forbliver Prepclean Forever Wet fugtig.
- » Hjælper med at forebygge indtørring af blod og vævsrester på instrumentoverflader og i hulrum
- » Aktiv allerede ved kontakt med instrumentet
- » Afvaskes nemt, kompatibel med vaske-disinfektorer
- » Ingen forurening i form af sprøjt eller lignende under transport
- » pH-neutral, skader ikke instrumenter og skoper
- » Ikke-aerosol dannende, derfor også miljøvenlig

Brugsanvisning:

1. Produktet sprøjtes direkte på de urene instrumenter og skoper umiddelbart efter brug.
2. Lad produktet sidde indtil instrumenterne skal rengøres.
Så længe alle overflader er fuldstændigt dækkede, er ekstra påførsel unødvendig.
3. Instrumenterne kan sættes direkte i vaske-disinfektoren. Skal instrumenterne rengøres manuelt, skal de dog skylles først.

Advarsel:

Undgå længerevarende hudkontakt.

Må ikke indtages.

Opbevares utilgængeligt for børn.