

Patientsikkerhed



Webbit Labelkit - etiketsystem

Øget sikkerhed i anæstesi, opvågning og intensiv

Ifølge de seneste statistikker skyldes mere end 20% af de fejl, der opstår under anæstesi, at sprøjter bliver forvekslet.

Webbit Labelkit er et system, der består af enkeltvise kassetter med fortrykte etiketter, der tillader en nem kategorisering af medikamenter, der dermed øger patientsikkerheden.

De enkelte kassetter kan 'klikkes' sammen, eller placeres i en holder.

Etiketterne er farvekodet iht. internationale standarder.

Et Webbit Labelkit system på hver operationsstue, vil med minimale omkostninger, reducere de risici, der er forbundet med forveksling af sprøjter og de risici der er forbundet ved anæstesi.

Webbit Labelkit etiketter leveres i 3 længder:

Standard: 35 mm x 12 mm kassette m/600 etiketter*

Lang: 84 mm x 14 mm kassette m/250 etiketter*

Mellem: 50 mm x 12 mm kassette m/400 etiketter**

* *International brochure*

** *Denne brochure*

Holder til 11 kassetter - Vare nr. WELBKSP-11

Holder til 7 kassetter - Vare nr. WELBKSP-07

Anæstesi sortiment

Alfentanil 0,5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-010M
Atropin 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-001M
Dexamethason 4 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-012M
Efedrin 50 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-002M
Esmeron 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-007M
Fentanyl 0,05 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-020M
Metaoxedrin 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-003M
Ondansetron 2 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-013M
Oxynorm 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-009M
Propofol 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-005M
Robinul Neostigmin 0,5+2,5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-014M
Sufentanil 5 mikg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-011M
Suxameton 50 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-006M
Tiomebumal 25 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-004M
	Dato: Tid: Initialer:	K8802-015M

Opvågning sortiment

Adrenalin inj. 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-017M
Atropin 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-001M
Clemastin 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-024M
Dehydrobenzperidol 2,5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-025M
Efedrin 50 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-002M
Fentanyl 0,05 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-020M
Ketobemidon 5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-023M
Midazolam 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-021M
Morfin inj. 5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-016M
Oxycodon 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-022M
Pettidin 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-019M
Tranexamsyre 100 mg/ml	Dato: Tid: Initialer:	K8802-018M
	Dato: Tid: Initialer:	K8802-015M
Udløber D. _____		K8802-001

Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed
www.patientsikkerhed.dk

www.opitek.dk