

PATIENTSIKKERHED



Labels giver øget sikkerhed i anæstesi, opvågning og intensiv

Ifølge de seneste statistikker skyldes mere end 20% af de fejl, der opstår under anæstesi, at sprøjter bliver forvekslet.

Webbit Labelkit er et system, der består af enkeltvisse kassetter med fortrykte labels, der tillader en nem kategorisering af medikamenter, der dermed øger patientsikkerheden. De enkelte kassetter kan 'klikkes' sammen, eller placeres i en holder.

Et Webbit Labelkit system på hver operationsstue, vil med minimale omkostninger, reducere de risici, der er forbundet med forveksling af sprøjter og de risici, der er forbundet ved anæstesi.

Alle labels er farvekodet iht. internationale standarder. Webbit Labelkit labels leveres i 4 forskellige udgaver.

SORTIMENT

Webbit Labelkit leveres i 3 længder samt på rulle.

Kort: 35x12 mm, kassette m/600 labels

Mellem: 50x12mm, kassette m/400 labels, mærket M

Lang: 84x14 mm, kassette m/250 labels, mærket L

Rulle: 85x27mm, rulle m/ 250 labels, mærket B

Min. køb: 5 kassetter/ruller ass.

Holder til 11 kassetter: vare nr.: WELBKSP-11

Holder til 7 kassetter: vare nr.: WELBKSP-07


Sprøjteholder: Plads til 7 sprøjter, vare nr.:WELBKSP-7S

INTERNATIONAL FARVEKODNING


A.S.T.M. International D4774-94

	Induktions middel
	Beroligende og sovemedicin
	Beroligende og sovemedicin - antagonist
	Smertestillende
	Smertestillende - antagonist
	Muskelrelakserende depolariserende
	Muskelrelakserende non -polariserende
	Relakserende - non depolariserende
	Bronkiedilaterende/antikcholinergika
	Kvalmestillende
	Lokal anæstesi
	Sympatomimetika
	Sympatholytika (blodtryksnedsættende)
	Ikke kodet label


KORTE LABELS




WEK8802-005




WEK8802-018




WEK8802-004




WEK8802-011



WEK8802-022




WEK8802-014




WEK8802-015




WEK8802-023




WEK8802-006




WEK8802-024




WEK8802-013




WEK8802-020




WEK8802-007




WEK8802-021




WEK8802-012



WEK8802-019



WEK8802-017



WEK8802-008

SORTIMENT

KORTE LABELS

Propofol 10 mg/ml	WEK8802-009
Propofol 10 mg/ml	WEK8802-016
REMI fentanil µg/ml	WEK8801-055
ROCU ron 10 mg/ml	WEK8802-002
Suxamethon 50 mg/ml	WEK8802-003
Thiopental 25 mg/ml	WEK8802-010
Udløber	WEK8802-001

MELLEM LABELS

Actrapid	Dato:
	Tid:
1 IE/ml	Initialer

WEK8802-030M

Calciumclorid	Dato:
	Tid:
0,5 mmol/ml	Initialer

WEK8802-076M

Adrenalin inj	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-017M

Cefuroxim	Dato:
	Tid:
1,5 g	Initialer

WEK8802-052M

Alfentanil	Dato:
	Tid:
0,5 mg/ml	Initialer

WEK8802-010M

CISAtracurium	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer

WEK8802-042M

Amiodarone	Dato:
	Tid:
mg/ml	Initialer

WEK8802-026M

Clemastin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-024M

Amiodaronhydrochlorid	Dato:
	Tid:
50 mg/ml	Initialer

WEK8802-067M

Clonidin	Dato:
150 µg i NaCl	Tid:
≅ 15 µg/ml	Initialer

WEK8802-078M

Anbrudt	Dato:
Cpr.nr.:	Tid:
Initialer:	Initialer

WEK8802-074M

Clonidine	Dato:
Hydrochloride	Tid:
150 mikrog/ml	Initialer:

WEK8802-075M

Anbrudt	Dato:
	Tid:
	Initialer:

WEK8802-071M

Dehydrobenzperidol	Dato:
	Tid:
2,5 mg/ml	Initialer

WEK8802-025M

Atropin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-001M

Dexamethason	Dato:
	Tid:
4 mg/ml	Initialer

WEK8802-012M

Carbetocin	Dato:
	Tid:
100 mikg/ml	Initialer:

WEK8802-073M

Dexamethason	Dato:
	Tid:
4mg/ml	Initialer:

WEK8802-081M

MELLEM LABELS

Dobbeltkonc. Noadrenalin mikg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-029M

Glycoperron Neostigmin 0,5+2,5 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-057M

Dobutamin	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-033M

Haldid 50 mikg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-008M

Dopamin 4 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-038M

Heparin 5000 ie/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer:

WEK8802-077M

Efedrin 5 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-089M

Hexamycin 40 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-056M

Efedrin 50 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-002M

Ketobemidon 5 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-023M

Esmeron 10 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-007M

Ketogan 5 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-044M

Fentanyl 0,05 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-020M

Ketorolac 30 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer:

WEK8802-084M

Flumazenil inj 0,1 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-063M

Labetalol 5 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer:

WEK8802-079M

Furix 10 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-035M

Lidocain 10 mg/ml	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-088M

MELLEM LABELS

Lidocain	Dato:
	Tid:
40 mg/ml	Initialer:

WEK8802-054M

Morfin	Dato:
	Tid:
i NaCl= 1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-072M

Metaoxedrin	Dato:
0,1 mg/ml	Tid:
2mg Metaoxedrin i 18 ml NaCl	Initialer:

WEK8802-080M

Narcan Inj	Dato:
	Tid:
0,4 mg/ml	Initialer:

WEK8802-066M

Metaoxedrin	Dato:
	Tid:
0,1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-059M

Naloxone	Dato:
	Tid:
0,4 mg/ml	Initialer:

WEK8802-046M

Metaoxedrin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-003M

2 ml Natrium-bikarbonat	Dato:
	Tid:
1 mmol/ml	Initialer:

WEK8802-082M

Midazolam	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-021M

Nimbex	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer:

WEK8802-027M

MIVAcurium	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer:

WEK8802-043M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
0,02 mg/ml	Initialer:

WEK8802-086M

Morfin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-037M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
mikg/ml	Initialer:

WEK8802-028M

Morfin inj.	Dato:
	Tid:
5 mg/ml	Initialer:

WEK8802-016M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
1 ml/t= 0,01mikg/kg/min	Initialer:

WEK8802-062M

Morfin inj.	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer:

WEK8802-065M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
0,1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-068M

MELLEM LABELS

Ondansetron	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer

WEK8802-013M

Phenylephrin	Dato:
	Tid:
0,1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-085M

Oxycodon	Dato:
	Tid:
10mg/ml	Initialer

WEK8802-022M

Phenylephrin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-048M

Oxynorm	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-009M

Propofol	Dato:
	Tid:
5 mg/ml	Initialer

WEK8802-061M

Oxynorm	Dato:
	Tid:
i NaCl= 1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-069M

Propofol	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-005M

Patenté bleu	Dato:
	Tid:
2%	Initialer

WEK8802-053M

Rapifen	Dato:
	Tid:
0,5 mg/ml	Initialer

WEK8802-041M

Pentotal	Dato:
	Tid:
25 mg/ml	Initialer

WEK8802-047M

Remifentanil (Ultiva)	Dato:
	Tid:
60 mikg/ml	Initialer

WEK8802-032M

Per os	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-058M

Remifentanil	Dato:
	Tid:
50 mikg/ml	Initialer

WEK8802-049M

Petidin	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-019M

Robinol	Dato:
	Tid:
0,2 mg/ml	Initialer

WEK8802-050M

Petidin	Dato:
	Tid:
50 mg/ml	Initialer

WEK8802-083M

Robinul Neostigmin	Dato:
	Tid:
0,5+2,5 mg/ml	Initialer

WEK8802-014M

MELLEM LABELS

Rocuronium	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-040M

Tiomebumal	Dato:
	Tid:
25 mg/ml	Initialer

WEK8802-004M

S-Ketamin	Dato:
	Tid:
25 mg/ml	Initialer

WEK8802-060M

Toradol	Dato:
	Tid:
30 mg/ml	Initialer

WEK8802-034M

Seranase	Dato:
	Tid:
5 mg/ml	Initialer

WEK8802-045M

Tranexamsyre	Dato:
	Tid:
100 mg/ml	Initialer

WEK8802-018M

Solucortef	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-031M

Ultiva	Dato:
	Tid:
50µ/ml	Initialer

WEK8802-039M

Stesolid Emulsion inj	Dato:
	Tid:
5 mg/ml	Initialer

WEK8802-064M

	Dato:
(Uden tekst)	Tid:
	Initialer

WEK8802-015M

Sufentanil	Dato:
	Tid:
5 mikg/ml	Initialer

WEK8802-011M

Udtaget fra køl
Initialer

WEK8802-087M

Suxameton	Dato:
	Tid:
50 mg/ml	Initialer

WEK8802-006M

Syntocinon	Dato:
	Tid:
10 ie/ml	Initialer

WEK8802-051M

Til Inhalation

WEK8802-070M

LANGE LABELS

ADREnalin mg		Dato:	WEK8802-005L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

BUPIvacain mg		Dato:	WEK8802-006L
		Tid:	
		Initialer:	

Metaoxidrin mg		Dato:	WEK8802-008L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

		Dato:	WEK8802-010L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

NORAdrenaline mg/ml	NORAdrenaline mg/ml	WEK8801-071L

NORAdrenalin mg		Dato:	WEK8802-007L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

Oxytocin 10 ie/ml		5 ie i	WEK8802-003L
		9,5 ml NaCl	

PHENylephrin 0,1 mg/ml		2 mg i	WEK8802-011L
		18 ml NaCl	

PHENylephrin 1 mg/ml		2 mg i	WEK8802-002L
		18 ml NaCl	

LANGE LABELS

Propofol mg/ml		Propofol mg/ml	WEK8801-045L
REMIlfentanil µg/ml		REMIlfentanil µg/ml	WEK8801-055L
REMIlfentanil 50 µg/ml		mg i ml NaCl	WEK8802-001L
SUFentanil µg/ml		SUFentanil µg/ml	WEK8801-120L
Syntocinon 10 IE + 9 ml isot. NaCl	Dato: Tid: Initialer:		WEK8802-004L
Syntoxinon IE NaCl ml	Dato: Tid: Initialer:		WEK8802-009L
			WEK8801-044L

SORTIMENT

LABELS PÅ RULLE

ANTIBIOTIKA

WEK8802-015B

Fentanyl

50 mikg/mL
Styrke: 50 mikg/mL

WEK8802-014B

Metaoxedrin

2 mg Metaoxedrin opblandet i 18 ml NaCl isot.

Styrke: 0,1mg/ml

Holdbar til:

Dato:

Tid:

Initialer:

WEK8802-013B

Remifentanil (Ultiva)

Opblandet i NaCl isot.

Styrke: 50 mikg/ml

Holdbar til:

Dato:

Tid:

Initialer:

WEK8802-004B

SORTIMENT

TILBEHØR



Holder til 7 kassetter: vare nr.: WELBKSP-07
(L: 18 cm. B: 10 cm. H: 11 cm)

Holder til 11 kassetter: vare nr.: WELBKSP-11
(L: 30 cm. B: 10 cm. H: 11 cm)

SORTIMENT

TILBEHØR



Sprøjteholder: Plads til 7 sprøjter, vare nr.:WELBKSP-7S
(L: 29 cm. B: 10 cm. H: 6,5 cm)

WEBBIT LABELKIT

KONTAKT OS



Kontakt os gerne for mere
information eller afprøvning
på din afdeling

VED SPØRGSMÅL TIL PRODUKTER,
SÅ KONTAKT OS PÅ GERNE PÅ
TELEFON ELLER MAIL.

Vi har i mere end 20 år udviklet, fremstillet, distribueret
og forhandlet medicotekniske artikler og viden. Vi er spe-
cialister indenfor udvalgte hovedområder.