



Instrumentpleje



Steri-Oil

Enkel og præcis dosering af olie. Godkendt til både tørsterilisation og dampautoklaving.

Varenummer: ek11-1, 10ml flaske,
Min. bestilling: 3 stk.



Satin Pads

Rensning af instrumenter ved f.eks. fastbrændt væv. Bruges på satinerede og børstede instrumenter.

Varenummer: ek11-66
Pakke med 10 stk., grå (fin).
Min. bestilling: 3 pk.



Diamond Rubber® - "Viskelæder"

Fjerner pletter, korrosion og belægninger. Kan også anvendes til at fjerne elektrokemisk (fejl)mærkning på kirurgiske instrumenter.


Varenummer: ek11-50
Min. bestilling: 3 stk.



GO Jack®

Designet som en "jack" for at holde hængslede instrumenter åbne under vaskeprocessen. GO Jack® er lavet af genbrugt polypropylen indpakningsmateriale.

Varenummer: GC-01-01
Min. bestilling: Æske af 3 x10 stk.



Pull Thru®

Hulrørsrengøring til gennemtræk. Signifikant bedre rengøring end med børster. Fjerner mellem 96%-100% snavs i ét gennemtræk. Et gennemtræk svarer til 5 gennemtræk med almindelig børste. Skaber et vakuum, så detergent suges op i kanalen.

Størrelser fra 1 mm til 15 mm (i lumen)

Min. bestilling: 30 stk. (5 x 6 stk.), gerne ass.



Surgistain®

Fjerner rust og belægninger på kirurgiske stål instrumenter. Kan anvendes i afrensingskar. Virker effektivt (30 minutter).

Varenummer: 345B

Min. bestilling: 1 karton med 4 dunke á 4L.




Prep Clean® - Forever Wet

Holder instrumenter og udstyr fugtige i genbehandlingsfasen mellem afsluttet brug og påbegyndt dekontaminering.

Varenummer: 345PFW32

Min. bestilling: 6 x 946 ml.



The World of Surgical Instruments + Instrument Coaching Cards™ Set

Undervisningsbog med præsentation af kirurgiske instrumenter, type, udformning og identifikation af kritiske områder. Bogen indeholder også vejledning til vask og vedligehold, samt typer af pletter og aflejringer på instrumenterne. Kortene kan bruges i trænings- og undervisningssituationer personalet imellem.

Varenummer, bog: Book

Varenummer, kort: CARDS

Kontakt os gerne for mere information eller afprøvning på din afdeling.